

TFM сосуда для Milestone ETHO UP ETHOS EASY



100 мл, TFM сосуд

Совместимость	Совместим с ETHOS UP ETHOS EASY
Совместимый ротор	MAXI-44 High Throughput Rotor
Объем пробы	Средний
Количество в роторе	44 позиции
Объем	100 мл



100 ml, TFM сосуд на 6/10/12 позиций

Совместимость	Совместим с ETHOS UP ETHOS EASY
Совместимый ротор	SK 6, SK 10, SK 12
Объем пробы	Высокий
Количество в роторе	6 /10/12 позиций
Объем	100 мл

MAXI-44 высокосовместительный ротор, 100 мл

Наименование	Кат № Milestone	Фото
Сосуд 100 мл в комплекте с резьбовой крышкой и клапаном сброса давления	HB00096A	

100 мл, TFM сосуд на 6/10/12 позиций

Наименование	Кат № Milestone	Фото	Назначение
TFM Крышка, внешний диаметр - 56 мм.	DD00040		TFM крышка на 6/10 позиций
HPV-100 TFM сосуд, объем - 100 мл	33806		TFM сосуд на 6/10/12 позиций
HPS-100 TFM сосуд высокого давления, объем - 100 мл	34040		Для высокого давления на 6/10 позиций
Крышка для контрольного сосуда	055136		Температурный контроль TFM Крышка на 6/10/12 позиций
Крышка для контрольного сосуда с клапаном сброса давления	87847		Контроль температуры /давления TFM крышка, на 6 позиций
Крышка для контрольного сосуда с клапаном сброса давления	055138		Контроль температуры /давления TFM крышка, на 10/12 позиций
SD-05/S крышка	35140		TFM крышка на 12 позиций

ООО «ТоталЛаб»
220028, г. Минск, ул.
Маяковского 111, к.
302-1
тел/факс 253-44-81