

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ»  
(Государственное предприятие «НПЦГ»)

Научно-методический испытательный отдел (НМИО)  
республиканского унитарного предприятия  
«Научно-практический центр гигиены»  
аккредитован в Национальной системе  
аккредитации Республики Беларусь

Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0341  
Срок действия до 09.07.2025  
220012, г. Минск, ул. Академическая, 8  
Тел. +375(17)3201374, факс +375(17)3790465

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора  
по сопровождению практического санитарно-  
эпидемиологического надзора и работе с ЕЭК  
республиканского унитарного предприятия  
«Научно-практический центр гигиены»

М.П.  Е.В. Федоренко  
«21» февраля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0115/1559 /10-03

образца: вода для лабораторного анализа 1 степени чистоты,  
наименование продукции

изготовленного ООО «ТоталЛаб», Республика Беларусь,  
наименование изготовителя, (импортера), страна

представленного ООО «ТоталЛаб»,  
наименование заявителя

Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 111, к.414.  
юридический адрес, телефон, факс

Регистрационный (входящий) номер НМИО, дата: [REDACTED]

Заявление Заказчика (номер, дата): [REDACTED]

Номер, дата договора, заключенного с Заказчиком: [REDACTED]

Количество испытанных образцов: 1.

Начало и окончание испытаний: 06.02.2023 – 17.02.2023.

Акт отбора образцов № 0115/556 от 06.02.2023 Государственного предприятия «НПЦГ».  
Образец отобран ведущим лаборантом Гуд.С.Н. [REDACTED]

**Документы, устанавливающие требования к объекту:**

– ГОСТ ISO 3696-2013 «Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля» (далее – ГОСТ ISO 3696-2013).

Точность измерений и использованное оборудование соответствует требованиям примененных методик (методов) исследований (испытаний, измерений). Информация о применяемом оборудовании представляется по требованию заказчика.

**Описание образца:**

Образец № 1 (556/10-03/58/1): Вода для лабораторного анализа 1 степени чистоты

Образец для испытаний упакован в ПЭТ-бутылку объемом 6 л.

Далее представлена информация согласно акту отбора образцов.

Вода для лабораторного анализа получена с помощью системы очистки воды Rephile PVRIST [REDACTED]

Дата отбора: 06.02.2023. Размер партии: 30 л. Объем представленного образца: 6 л.  
[REDACTED]

**Условия проведения испытаний** (условия окружающей среды): температура воздуха: 21,2 °С – 24,2 °С; относительная влажность: 28,9 % – 50,4 %; атмосферное давление: 741,5 мм.рт.ст. – 761,3 мм.рт.ст.

## Результаты испытаний

Показатель	Единицы измерения	С. обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний, измерений)	Номер образца	Результаты испытаний	Требования ГОСТ ISO 3696-2013 к воде первой степени чистоты
Удельная электрическая проводимость при 25 °С	мСм/м	ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.2	№1	0,005	не более 0,01
Оптическая плотность при 254 нм и длине оптического пути 1 см	ед. оптической плотности	ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.4		0,0006	не более 0,001
Содержание диоксида кремния (SiO <sub>2</sub> )	мг/л	ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.6		не более 0,01	не более 0,01

### Заключение

Образец: вода для лабораторного анализа 1 степени чистоты, изготовленный и представленный ООО «ТоталЛаб», Республика Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 111, к.414, по исследованным показателям **соответствует** требованиям ГОСТ ISO 3696-2013, установленным к воде первой степени чистоты.

Результаты испытаний относятся к испытанному образцу.

При оценке соответствия объекта исследований (испытаний, измерений) установленным требованиям применялось правило простой приемки. Оценка результатов проведения исследований (испытаний, измерений) проводилась по фактически полученным значениям без учета величин неопределенности (погрешности).

### Подписи исполнителей:

Ответственный исполнитель,  
заведующий лабораторией спектрометрических исследований

 А.А. Кузовкова

### Протокол проверил

Заведующий НМИО

 Н.Н. Табелева

Воспроизведение Протокола испытаний возможно только в полном объеме.

Протокол испытаний составлен в 2-х экземплярах:

1 (один) экземпляр – Заказчику;

1 (один) экземпляр – государственному предприятию «НПЦГ».