

**TFM сосуда для CEM Mars**



**55 мл сосуд MARS Xpress (TFM)**

Тип сосудов	Совместимы с MARSXpress
Давление/температура	Средняя
Объем пробы	Высокий
Количество в роторе	40
Объем	55 мл



**110 мл сосуд MARS Xpress Plus (TFM)**

Тип сосудов	Совместимы с MARS Xpress Plus
Давление/температура	Средняя
Объем пробы	Высокий
Количество в роторе	24
Объем	110 мл

**55 мл сосуд MARS Xpress (TFM)**

Наименование	Кат.номер	Фото
MARS Xpress сосуд и крышка, 55 мл, TFM	907576	
MARS Xpress втулка	212020	

**110 мл сосуд MARS Xpress Plus (TFM)**

Наименование	Кат.номер	Фото
MARS Xpress Plus TFM сосуд, втулка, крышка Объем - 110 мл	404065	

**ООО «ТоталЛаб»**

220028, г. Минск, ул.  
Маяковского 111, к.  
302-1  
тел/факс 253-44-81

**100 мл сосуд MARSXpress Plus (TFM)**

Наименование	Кат.номер	Фото
MARS Xpress Plus TFM сосуд, втулка и крышка Объем - 100 мл	212120	